

ŽÁDANKA O IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Pacient		Pojišťovna	Razítko lékaře, jmenovka, podpis	
Rodné číslo		Dg.		
Datum a čas odběru		Materiál		
Datum a čas příjmu				
Ambulance	Hospitalizace	Kód náhrady	IČZ	Odbornost
SEROLOGIE	SPECIFICKÉ PROTILÁTKY V SÉRU		BUNĚČNÁ IMUNITA **	
IgG, IgM, IgA	Borrelia	ELISA IgG, IgM	HLA B27	
podtřídy IgG		Western blot	CD3 (T-lymfocyty)	
IgE	CMV IgG, IgM		CD4 (subpopulace T-lymfo)	
C3	HSV 1,2 - IgG, IgM		CD8 (subpopulace T-lymfo)	
C4	Toxoplazma IgG, IgM, IgA		CD19 (B lymfocyty)	
C1q	Helicobacter pylori IgG, IgA		CD 16+56 (NK buňky)	
hemolyt.aktivita C	EBV	VCA IgG, IgM	HLA Dr (aktivované T-lymfo)	
C1 inhibitor		EBNA IgG	CD25+CD4+ (regulační T-lymfo)	
		EA IgG	CD8+38+, CD20+23+, CD4+45RA, CD4+45RO	
prealbumin	AUTOPROTILÁTKY			
albumin	anti ds-DNA		fagocytární aktivita (heparin)	
orosomukoid	ANA	Hepatologie	ALERGOLOGIE	
transferin	ANA - blotting	AMA	ECP	
α 1- antitrypsin	ENA - screen	ASMA	Specifické IgE-screening (směsi)	
ceruloplazmin	ENA - typizace	LKM	inhalační	potraviny
	ANCA	Liver - blotting	trávy časně	ořechy
	ANCA - typizace		trávy pozdní	mouky
CIK - PEG	anti - BMG		plevele	vaj. bílek
RF	anti - CCP	Štítná žláza	stromy	vaj. žloutek
CRP		anti - TG	plísně	mléko
ASLO		anti - TPO	strsti	zelenina
	Gastroenterologický panel		D. pteronyssinus	ovoce
	anti-Saccharomyces cerevisiae ASCA		D. farinae	ryby
KREVNÍ OBRAZ	anti-EMA (endomysium)		včela	
kompletní KO + diff.	anti-tTg (tkáňová transglutamináza)		vosa	
počet eozinofilů	anti-gliadin IgA,IgG		Phadiatop	FX5
FW	anti-mléko IgA,IgG		Další požadavky sp.IgE vypište slovy nebo na žádanku o alerg. vyšetření	
	anti-GPC (parietální b.)			

**IMMUNO FLOW**

s r.o.

IMMUNO-FLOW,s.r.o.
Rychnovská 651
199 00 Praha 18 – Letňany

LABORATOŘ: (příjem materiálu)
ODBĚRY KRVĚ
IMUNOLOGICKÁ AMBULANCE

Tel.: +420 286 923 150 – 151
Fax: +420 286 923 152
mob.: +420 724 342 903

e-mail: info@immunoflow.cz
www.immunoflow.cz

ODBĚRY KRVĚ: *(na vyžádání dodáme odběrový materiál)*

serologie: 5-8ml sražené krve (podle počtu vyšetřovaných parametrů)
buněčná iminita: 2ml nesrážlivé krve (jako na KO), zkumavka s K3EDTA
fagocytární aktivita: 1ml nesrážlivé krve v heparinu
ECP: odběr v laboratoři nebo dodat 2ml sražené krve do 2hod.
po odběru, popř. 1ml zamraženého séra do 24hod. po odběru

PROVOZNÍ DOBA: Odběry krve: Po – Pá 7⁰⁰ – 9⁰⁰ hod.

Laboratoř: Po – Pá 7⁰⁰ – 16⁰⁰ hod.

Bez řádného vyplnění žádanky nelze vyšetření provést

Při vyšetření buněčné imunity je vždy prováděn KO, z důvodu přepočtu procent.
zastoupení buněk na absolutní počty.

**Na vyšetření specifických IgE protilátek dodáme speciální seznam
nebo je možné jednotlivé alergy vypsát slovy.**